



Compact 7HD - přenosná kamerová lupa

Compact 7 HD je přenosná kamerová lupa s obrazovkou 7", s vysokým rozlišením a s velkým rozsahem zvětšení. Díky malé velikosti a dobíjecí baterii lze lupu snadno nosit s sebou a používat v terénu.

- Displej: 7" (17,5 cm), rozsah zvětšení 2-24 krát.
- Kvalitní obraz: kamera s vysokým rozlišením (HD).
- Displej s náklonem ke čtenáři dovoluje pohodlné čtení delších textů.

Pohodlné čtení

Monitor lupy je výklopný, takže uživatel čte text na obrazovce v ideální poloze a nemusí se nijak naklánět. Pro rychlé čtení či náhled lze číst lupou ve složeném stavu, což je výhodné např. při čtení cenovek, vizitek nebo jízdních řádů.

Snadné ovládání

Ovládací tlačítka jsou velká, hmatná a dobře dostupná. Lze jimi měnit míru zvětšení, přepínat způsoby vykreslování obrazu, či pořídit si snímek do dočasné jednoobrázkové paměti, tzv. zmrazení (např. pro klidné prohlédnutí drobného textu).

Další funkce

Compact 7 HD má automatické zaostřování, a vždy tedy ukazuje ostrý obraz.

Počet aktivních kontrastních čtecích režimů lze nastavit, a práci s lupou tak uživateli zjednodušit.

Technické údaje

- Kamera: vysoké rozlišení (HD), autofokus.
- Pohled do dálky až 1m.
- Obrazovka: TFT 17,5 cm (7").
- Zvětšení: plynule nastavitelné 2 až 24krát.
- Režimy: 1 barevný fotorežim; 18 volitelných kombinací semicolor.
- Integrované osvětlení.
- Napájení: Aku baterie (4 hod. provozu); síť.adaptér 120-240 V / 5V;2A.
- Rozměry: 19 x 13 x 2,5 cm.
- Hmotnost: 640 g.
- Záruka 2 roky.