



Rehadapt FloorStand

Vysouvací držák pro uchycení očního ovládání.

- Podlahový držák pro uchycení očního ovládání nad postel, pohovku, polohovací křeslo nebo vozík.
- Nízká váha, velmi dobrá stabilita.
- Umožňuje uchytit oční ovládání ve výšce 68-208 cm.

Technické údaje

- Výška: 103-173 cm
- Šířka: 77 cm
- Délka: 79 cm
- Výška, ve které může být umístěno oční ovládání: 68-208 cm
- Váha: 7,5 kg