

SPEKTRA



COMPACT 10HD

PŘENOSNÁ KAMEROVÁ LUPA S MOŽNOSTÍ PSANÍ



ZVĚTŠOVÁNÍ

Kontrastní dotyková obrazovka o velikosti 10"



PSANÍ

Pod výklopným ramenem lupy lze psát



HLASOVÝ VÝSTUP V ČEŠTINĚ

Lupa umí sejmout formát až o velikosti A4

TECHNICKÁ **PODPORA**

Technickou podporu a pomoc se zakoupením pomůcky vám poskytuje Spektra v.d.n.

KONTAKTUJTE NÁS



241 763 416



info@spektra.eu



REŽIM ČTENÍ

- Režim se automaticky zapne při vyklopení stojánek lupy
- Lupa se ovládá pomocí dotykové obrazovky
- Při čtení se lupou pohybuje po předloze

REŽIM PSANÍ

- Režim se automaticky zapne při vyklopení ramene lupy
- Pod výklopným ramenem lze psát (vyplňování testů, formulářů apod.)
- V tomto režimu lze sejmout stranu o vel. A4 a nechat si ji přečíst hlasem

REŽIM POHLED DO DÁLKY

- Režim je aktivní, když je zavřený stojánek i rameno lupy
- Žák si může přiblížit obsah tabule